

KAI-Hudstans



Produktbeskrivning

- KAI- hudstans används för att ta biopsier i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte
- Hudstansen har en dubbelslipad rakbladsvass egg i rostfritt stål utan skarvar och räfflat handtag samt stor yta för att få bättre tryck för maximal kontroll
- Kompletta sortiment av de mest använda storlekarna
- Hudstansarna har tydliga storleksangivelser
- Engångs
- Steril



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp/MBE
BP-10F	KAI- hudstans strl. 1mm	20st/100st
BP-15F	KAI- hudstans strl. 1.5mm	20st/100st
BP-20F	KAI- hudstans strl. 2.0mm	20st/100st
BP-25F	KAI- hudstans strl. 2.5mm	20st/100st
BP-30F	KAI- hudstans strl. 3.0mm	20st/100st
BP-35F	KAI- hudstans strl. 3.5mm	20st/100st
BP-40F	KAI- hudstans strl. 4.0mm	20st/100st
BP-50F	KAI- hudstans strl. 5.0mm	20st/100st
BP-60F	KAI- hudstans strl. 6.0mm	20st/100st
BP-70F	KAI- hudstans strl. 8.0mm	20st/100st

Distributör: SYLAK AB | Ekonomivägen 5, 436 66 Askim | 031-748 49 50 | order@sylak.se | www.sylak.se
Importör: Kai Europe GmbH | Kottendorfer Str.5 | 42697 Solingen, Tyskland | www.kai-europe.com