


## KAI- ringcurett/sårskrapa



Curettens vassa sida

### Produktbeskrivning

- KAI- ringcuretter används för att avlägsna lesioner i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte, används även som sårskrapa för att debridera bort ex. död vävnad
- Rakbladsvass dubbelslipad curette
- Tillverkad i rostfritt stål
- Runt ergonomiskt handtag för maximal kontroll
- Storlekar markerade på varje instrument för snabb identifiering
- Komplet sortiment
- Engångs
- Sterila



### Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp/MBE
MK402	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 2mm	20st/100st
MK403	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 3mm	20st/100st
MK404	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 4mm	20st/100st
MK405	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 5mm	20st/100st
MK407	KAI ringcurette/sårskrapa strl. 7mm	20st/100st

**Distributör:** SYLAK AB | Ekonomivägen 5, 436 66 Askim | 031-748 49 50 | [order@sylak.se](mailto:order@sylak.se) | [www.sylak.se](http://www.sylak.se)  
**Importör:** Kai Europe GmbH | Kottendorfer Str.5 | 42697 Solingen, Tyskland | [www.kai-europe.com](http://www.kai-europe.com)