

KD-PENOFINE S

KD-PENOFINE S sterila pennkanyler med stickskydd för engångsbruk är kanyler avsedda att anslutas till kompatibla insulinpennor för insulinadministrering inom ramen för ett behandlingsprogram för diabetes mellitus.

KD-PENOFINE S är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

Produktbeskrivning

- För engångsbruk
- Kännetecknas av att den är vass
- Ansluts till insulinpennor för insulinadministrering
- Steriliserad med etenoxid (EO)
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år
- Stickskyddad spets



REF	Storlek	Färg	Ytterdiameter x längd (mm)	Antal i förpackning
920183	30 G		0,30 x 5 mm	100
919972	30 G		0,30 x 6 mm	100
919965	30 G		0,30 x 8 mm	100
920220	31 G		0,25 x 4 mm	100
920015	31 G		0,25 x 5 mm	100
920008	31 G		0,25 x 6 mm	100
919996	31 G		0,25 x 8 mm	100
920022	32 G		0,23 x 4 mm	100
920039	32 G		0,23 x 6 mm	100
920046	32 G		0,23 x 8 mm	100

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Nålfattning:	Polypropylen	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
Fästmedel:	Epoxylim	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 11608-2
Kanyl:	Rostfritt stål			CE 0123
Skyddslock:	Polypropylen			Klass II a
Smörjmedel:	Silikonolja			