

Prolapsring Shaatz


9627

Wing Plasts Prolapsring Shaatz finns i 9 olika storlekar. Ringarna är tillverkade av silikon. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem och i många fall slipper patienten att göra några kirurgiska ingrepp.

I vårt sortiment finns över 20 utföranden; Disk, Flexibel, Donut, Inkontinens, Ledad och många fler. Vänligen kontakta oss för mera information.

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs

Prolapsring Shaatz 9627



Material

- Silikon

Storlekar

- 9627-1 38 mm
- 9627-2 45 mm
- 9627-3 51,5 mm
- 9627-4 57 mm
- 9627-5 63 mm
- 9627-6 70 mm
- 9627-7 76 mm
- 9627-8 82 mm
- 9627-9 88 mm


Vikt

- Detalj: ca 32 g (beroende på storlek)
- Avdelningsförpackning: 72 g

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1st
- Transportförpackning: 1 st

Transportförpackning



30-9627-001-180529

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

