




Prolapsring Donut 9615

Wing Plasts Prolapsring Donut finns i 8 olika storlekar. Ringarna är tillverkade av silikon. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem och i många fall slipper patienten att göra några kirurgiska ingrepp.

I vårt sortiment finns över 20 utföranden; Disk, Shaatz, Ledad, Inkontinens, Flexibel och många fler. Vänligen kontakta oss för mera information.

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Sterilförpackade
- Engångs

Prolapsring Donut 9615



Material

- Silikon

Storlekar

- 9615-1 51 mm
- 9615-2 57 mm
- 9615-3 64 mm
- 9615-4 70 mm
- 9615-5 76 mm
- 9615-6 83 mm
- 9615-7 89 mm
- 9615-8 95 mm


Vikt

- Detalj: ca 50 g (beroende på storlek)
- Avdelningsförpackning: 90 g

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1 st
- Transportförpackning: 1 st

Transportförpackning



30-9615-001-180524