

Kompression för venösa sår

3M™ Coban™ 2-lagers kompressionssystem



Egenskaper:

- Enkel applicering
- Består av två latexfria lindor vilka utgör ett kompressionslager och ett komfortlager
- Lindorna fäster i varandra, glider inte ner och bildar ett tunt kompressionsbandage som kan användas i upp till 7 dagar
- Patienten kan använda sina vanliga skor och bibehålla sin vanliga rörlighet

Användningsområden:

- Kompressionsbehandling av venösa bensår
- Ankel/armindex (ABPI) lika med eller högre än 0,8

Egenskaper:

- Speciellt framtaget för att ge reducerad terapeutisk kompression
- Består av två latexfria lindor vilka utgör ett kompressionslager och ett komfortlager
- Patienten kan använda sina vanliga skor och bibehålla sin vanliga rörlighet

Användningsområden:

- Venösa bensår med blandningsetiologi
- Ankel/armindex (ABPI) lika med eller högre än 0,5
- Vid nedsatt mobilitet
- Nyordinerad kompressionsbehandling eller där toleransen inte är känd

3M Coban 2-lagers kompressionssystem		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2092	5 cm x 3,5 m	1 kit - 8 kits/levfp
2094	10 cm x 2,7 m	1 kit - 8 kits/levfp
2094XL	10 cm x 4,5 m, extra lång, inkl strumpa	1 kit - 8 kits/levfp
20096	15 cm x 4,5 m	1 kit - 8 kits/levfp

3M Coban 2 Lite		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2794E	10 cm x 2,7 m	1 kit - 8 kits/levfp