

## Undersökningshandske, Latex FLEX, puderfri

REF: 6290, 6291, 6292, 6293, 6294

Undersökningshandske av latex för engångsbruk, puderfri.

### Egenskaper

- ▶ Elastisk undersökningshandske gjord av naturligt latex- material med låg latexproteinhalt.
- ▶ Puderfri, passar båda händer, rullkant och texturerad fingerblomma.
- ▶ Stark handske med bra passform och komfort.
- ▶ Utmärkt grepp.
- ▶ Insidan klorerad som gör det lätt att ta på och ta av.








### Användningsrekommendationer



Städning



Vårdarbete

REF	Beskrivning	Storlekkod	Längd	Antal dispenser/transport kartong
6290	Undersökningshandske, Latex FLEX, XS, Naturvit		240 mm	100 / 1000
6291	Undersökningshandske, Latex FLEX, S, Naturvit		240 mm	100 / 1000
6292	Undersökningshandske, Latex FLEX, M, Naturvit		240 mm	100 / 1000
6293	Undersökningshandske, Latex FLEX, L, Naturvit		240 mm	100 / 1000
6294	Undersökningshandske, Latex FLEX, XL, Naturvit		240 mm	100 / 1000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Contains natural rubber latex



EN 455

### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Hålförekomst

AQL 1.5

### Dragstyrka vid brott:

≥ 6.0 N (före och efter accelererat åldringstest)

### Biologisk utvärdering:

Total mängd puderrester för puderfri handske : < 2 mg/handske  
Cytotoxiskt testad enligt EN ISO 10993-5  
Irritation och hudsensibiliserings testad enligt EN ISO 10993-10

### Leachable proteins:

In accordance with EN 455-3 using Modified Lowry Protein Assay

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN 455: 1 – 4

### Kemisk resistans:

Testad i enlighet med EN 16523-1

### Livsmedelssäkerhet:

Godkänd för livsmedels industrin.  
Ej rekommenderad användning tillsammans med sura livsmedel (inkl. ≥ 3% Ättiksyra).

### Övriga utförda tester:

EN 374-5, Viruspenetrationstest

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

### Komponent

### Råmaterial och egenskaper

#### Handflata

Naturgummilatem, naturvit, enkelvägg tjocklek min. 0,10 mm

#### Finger

Naturgummilatem, naturvit, enkelvägg tjocklek min. 0,10 mm

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Produkten innehåller naturlig latex som kan orsaka en allergisk reaktion inklusive anafylaktisk chock. Produkten innehåller ditiokarbamater - som kan orsaka en allergisk reaktion inklusive anafylaktisk chock.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	3 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	243 x 123 x 74
<b>Transportförpackning</b>	Wellpapp, TCF eller ECF kvalitet	380 x 253 x 253
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
6290	N/A	06438129324693	06438129524697
6291	N/A	06438129324709	06438129524703
6292	N/A	06438129324716	06438129524710
6293	N/A	06438129324723	06438129524727
6294	N/A	06438129324730	06438129524734

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.