



EasySpec® XL 1251


Wing Plasts EasySpec XL 1251 är ett osterilt självhållande vaginalspekulum för engångsbruk. EasySpec XL släta ytor och följsamt rundade hörn och dess speciella yta gör insättningen smidig, lätt och skonsam.

Efter insättning kan EasySpec XL fixeras i önskad vinkel genom att justera den tysta och enkla låsanordningen.

EasySpec-serien innefattar storlekarna XS, small, medium, large och XL i osteril eller steril förpackning.

- Användarvänlig och lätthanterlig
- Tyst och säker låsanordning
- Lågfriktionsyta för smidig insättning
- Släta ytor och följsamt rundade hörn
- Beprövad kvalitet och styrka
- Greppvänlig
- Minimal klämrisk av vaginalväggar
- Optimal öppningsvidd

EasySpec® XL 1251



Material

- Polystyren glasklar, Polyeten HD
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Engångs

- Efter användning hanteras engångs spekulomet enligt gällande policy


Vikt

- Detalj: 43 g
- Transportförpackning: 7 kg
- Pall: 140 kg


Förpackning

- Avdelningsförpackning: 25 st
- Transportförpackning: 150 st
- Pallkvantitet: 2 400 st

Transportförpackning



Pall



30-1251-001-191010