

# Injektion & Infusion PRODUKTE



# 2022

version 1

# Beroject® III


För exakt beredning, injicering och applicering erbjuder Beromed ett brett utbud av engångssprutor med och utan nålar.

Utbudet av engångssprutor består av 3-delade sprutor med luer, luer-lås eller kateterspetskoppling.

Beromed är miljövänlig då den innehåller 18–27 procent mindre plast än en KD-Ject®-spruta.




Luer Lock



Centrerad spets



Excentrisk spets



Kateterspets



# Beroject® III


**Beroject® III** sterila sprutor med luer-spets för engångsbruk består av tre delar – cylinder, kolv och packning (gummitätning).

De är avsedda för antingen injicering av läkemedel i kombination med andra medicintekniska produkter som hypodermiska nålar eller för provtagning av kroppsvätskor.

**Beroject® III** är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

## Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- Spetsig gummitätning för mindre rester, \*LD
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



Centrerad spets



Excentrisk spets



LD = low dose

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B943888E	1	1	0,01	centrerad LD*	Luer	100
B943451	2	2,5	0,1	centrerad	Luer	100
B948425	3	3	0,1	centrerad	Luer	100
B943727C	5	6	0,2	centrerad	Luer	100
B943741E	10	12	0,5	excentrisk	Luer	100
B943741T	10	12	0,2	centrerad	luer	100
B943475	10	12	0,5	excentrisk	luer	100
B943475T	10	12	0,2	excentrisk	luer	100
B943482	20	22	1	excentrisk	Luer	50
B943819E	50/60	60	1	excentrisk	Luer	25

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
<b>Cylinder:</b>	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
<b>Kolv:</b>	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
<b>Gummitätning:</b>	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
<b>Smörjmedel:</b>	Silikonolja			klass II a

# Beroject® III

**Beroject® III** sterila sprutor med luer-låsspets för engångsbruk består av tre delar – cylinder, kolv och packning (gummitätning).

De är avsedda för antingen injicering av läkemedel i kombination med andra medicintekniska produkter som hypodermiska nålar eller för provtagning av kroppsvätskor.

**Beroject® III** är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

## Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- Spetsig gummitätning för mindre rester, \*LD
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



LD = low dose



Luer Lock

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B956017	1	1	0,01	centrerad LD*	Luer Lock	100
B947565	2	2,5	0,1	centrerad	Luer Lock	100
B947572	3	3	0,1	centrerad	Luer Lock	100
B947589	5	6	0,2	centrerad	Luer Lock	100
B947596	10	12	0,5	centrerad	Luer Lock	100
B947596T	10	12	0,2	centrerad	Luer Lock	100
B947602	20	22	1	centrerad	Luer Lock	50
B948364E	50/60	60	1	centrerad	Luer Lock	25

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
<b>Cylinder:</b>	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
<b>Kolv:</b>	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
<b>Gummitätning:</b>	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
<b>Smörjmedel:</b>	Silikonolja			klass II a

# Beroject® III

**Beroject® III** sprutor med kateterspets består av följande delar: cylinder, kolv och gummitätning (packning).

De har en kateterspets och är avsedda för spolning av sår, urinblåsa och andra ihåliga organ. Vissa varianter är utrustade med en separat luer-adapter. Beroject-sprutan har mjuka och jämna glidegenskaper.


**Beroject® III** är giffri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.

## Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



Centrerad spets



Kateterspets

REF	Storlek (ml)	Ext (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
B948371D	50/60	60	1	centrerad	Kateter	50
B943840D	100	100	2	centrerad	Kateter	25
B943840T	100	100	2	centrerad	Kateter	25

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
<b>Cylinder:</b>	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 13485
<b>Kolv:</b>	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
<b>Gummitätning:</b>	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
<b>Smörjmedel:</b>	Silikonolja			klass II a



BEROMED

av

evercare<sup>®</sup>  
medical



© Evercare Medical Beromed Produktkatalog injicering och infusioner  
Publikation 10/2022 version 1

OneMed Group Oy  
P.O.Box 10 (Metsäläntie 20), FI-00321 Helsinki  
Telefon +358 20 786 6800  
[www.onemed.com](http://www.onemed.com)