



Miscellaneous



IUD-S KIT

Kit per spirale intrauterina (IUD) con forbice
Intra Uterine Device kit with scissors

Per introdurre, posizionare e rimuovere la spirale intrauterina in modo pratico, veloce e sicuro. IUD-S KIT è un kit pronto all'uso che permette di eseguire l'intera operazione di introduzione, sistemazione e successiva rimozione della spirale intrauterina. Il kit comprende:

- un isterometro (RAMISTER) per determinare la profondità dell'utero;
 - una pinza di Pozzi Palmer (TIRAPALLE) per allargare il collo dell'utero;
 - una pinza di Kelly (KELLY) per inserire la spirale e sistemarla nella corretta posizione;
 - una forbice lunga in plastica (U-CUT) che consente di tagliare il filo della spirale una volta posizionata nell'utero.
- Disponibile anche nella versione senza forbice (cod. 770268).

It is used to introduce, place and remove Intra Uterine Device. IUD-S KIT is a ready-to-use kit allowing to perform the entire procedure of insertion, positioning and subsequent removal of the intra uterine device. The kit includes:

- one hysteroscope (RAMISTER) to assess uterus depth;
 - one Pozzi Palmer forceps (TIRAPALLE) to widen uterus neck;
 - one Kelly forcep (KELLY) to insert the IUD and place it in the correct position;
 - long plastic scissors (U-CUT) allowing to cut the IUD string once the device has been positioned in the uterus.
- Available also without scissors (code 770268).

Cod.

770269

Scatola da 15 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

15 pcs. per box. Supplied in single pouch, single use, EtO sterilized and CE marked.

U-CUT

Forbice lunga in plastica con lama in acciaio
Long plastic scissors with steel blades

Per la rimozione di suture, procedure mediche generiche e ove è necessario recidere fili, garze e affini. U-CUT è una forbice monouso in plastica la cui caratteristica principale è di essere stretta ed allungata, con lame in acciaio inox accuratamente affilate per un taglio preciso e sicuro.

It is used for suture removal, general medical procedures and where it is necessary to cut strings, gauzes and similar. U-CUT is a plastic disposable scissor whose main feature is the long and narrow shape; it is provided with stainless steel blades with accurate sharpening allowing a precise and safe cut.

Cod.	Descrizione - Description
770114	lung. 22 cm - length 22 cm

Scatola da 50 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE

50 pcs. per box. Supplied in single pouch, single use, EtO sterilized and CE marked.

