



Auditdata

Audiometer automatisk SA202 IV med DD65v2

Artnr	Beskrivning	Specifikation
1132319	Audiometer automatisk SA202 IV	DD65v2 m väska
	För att koppla till dator behövs båda dessa:	
287829	Kabel RS232	
1001777	USB-RS232 adapter	

Produktbeskrivning

Audiometer Entomed SA 202-IV – med DD65v2 Headset. Lättanvänd funktionellt utformad automatisk/manuell audiometer för hörselscreening och hörtröskelmätningar, komplett med väska, nätadapter, svarsknapp, testklar trådlös ringklocka, svensk bruksanvisning(USB) samt självhäftande kort-instruktion.

Mätdata minne rymmer 50 st audiogram, automatisk dataöverföring till alla journalprogram med audiogrammodul, har skriverutgång. Hörtelefonerna DD65v2 ger bra dämpning mot störande bakgrundsljud, speciellt viktigt då man ej har tillgång till hörselbur.

För uppkoppling till dator finns SA 07 printer interface, RS232 cable samt RS232/USB-adapter som tillbehör. Dessa ingår inte i 1132319.

Kontakta gärna OneMed medicinsk service före beställning för säkerställande att rätt produkt beställs. Ingen returrätt pga felbeställning.

