


Product Data Sheet

Pipetthållare/Capsaggregat



REF 140413, 140513(extra propp)

Tryckt: 8.1.2015

REF	Storlek	
140413	Rör 4 cm	
140513 Extra propp		
CE IVD		
Material:	PETG(rör) och TPE	
Egenskaper:	Capsaggregat kort, komplett med propp och sifon. Används tillsammans med kapillär rör för kapillärprovtagning Extra propp finns som tillbehör	
Rengöring:	Rekommenderas inte, ersätt med ett nytt capsaggregat om den blir kontaminerad.	
Steril produkt:	Nej	
Hållbarhetstid:	N/A	
MBA/st:	100 st	
Avdelningsförpackning/st:	100 st	
Transportlåda/st:		