



# Proxident

## Muntork salivstimulerande 24 st

### Beskrivning

Proxident muntork salivstimulerande fuktar torra munslemhinnor och ger en fräsch smak i munnen. Den har smak av äpple/pepparmint och innehåller en buffrad äppelsyra som stimulerar salivproduktionen samt fluor och xylitol för att förebygga karies. Den är lämplig för munvård som utförs av anhörig eller sjukvårdspersonal. Endast för engångsbruk.

### Användningsområde

För personer som besväras av muntorrhet och behöver hjälp med munvård från anhörig eller vårdpersonal. För vuxna och barn över 12 år.

### Förpackning

Plastlaminat.

### Språk

Information om produkten finns på svenska, engelska, norska, danska och finska.

### Kvalitetsmärkningar

Medicinteknik, MDD klass 1 och CE märkt.



### Proxident Muntork salivstimulerande 24 st

Artikelnummer	3605
EAN-kod	7392380036056
Konsumentförpackning	1 st
Klinik-/Butiksförpackning	1 st
Transportförpackning	14 st
Ingredienser (INCI)	Vegetabiliskt glycerin, Aqua, Calciumlactate, Urea, Magnesiumchloride, Malic acid, Metylparaben, Potassium chloride, Sodium monofluorophosphate (42 ppm F), Sodium phosphate, Xylitol, Aroma.
Material	Muntorkens pinne är gjord av plast och skummet av mjuk polyuretan cellplast. Förpackningen är tillverkad av plastlaminat.
Förvaring	Förvaras i rumstemperatur.
Registrering	Medicinteknik, MDD klass 1 och CE märkt.

Läs mer om våra produkter på [www.proxident.se](http://www.proxident.se)

Proxident AB Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se VAT no 556867-5564