



Indikation:  
För leder och kroppspartier som är svåra att lägga om. Även för leder där stor rörelseförmåga krävs. Används endast på intakt hud.

## Latexfria Fixeringsbindor

MEDIPLAST® kan erbjuda Er DANAMULL fixeringsbindor. Bindorna är blod- och vätskeavvisande,, samt har en bra luftgenomsläpplighet.

### DANAMULL:

Dubbelvävd med vävda kanter

Elasticitet: 100%

Viskos, Polyamid

Längd: sträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050601	4 cm x 4 meter	20	1440
6050602	6 cm x 4 meter	20	960
6050603	8 cm x 4 meter	20	720
6050604	10 cm x 4 meter	20	600
6050605	12 cm x 4 meter	20	480

Avd.förp = min.kvant/best