



Indikation:  
Bandage för ex.vis fixering av  
gipsskenor. Används endast på  
intakt hud.

## Latexfri Fixeringsbinda

MEDIPLAST® kan erbjuda Er DANALASTIC universalbinda som kan användas som lätt stöd eller fixeringsbandage. Bindorna är blod- och vätskeavvisande.

Elasticitet: 70%

Bomull, Polyamid

Längd: sträckt längd

### DANALASTIC

Artikelnr. 5 meter	Artikelnr. 4 meter	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050300	6050340	4 cm	10	720
6050301	6050341	6 cm	10	480
6050302	6050342	8 cm	10	320
6050303	6050343	10 cm	10	280
6050304	6050344	12 cm	10	240

Avd.förp = min.kvant/best