



Indikation:
Stöd och supportbandage
för ex vis lymfödems-
behandling

LATEXFRI STÖD- / SUPPORTBINDA

MEDIPLAST® kan erbjuda Er **DANAUNIVERSAL** som kan användas för stöd eller avlastning. Hudvänlig med hög luftgenomsläpplighet. Creppad binda som även kan användas för lättare kompression. Tål autoklavering. Danauniversal finns även i en steril version

Elasticitet: 100%

55% Bomull, 43% Polyamid, 2% Polyurethan

Längd: sträckt längd

DANAUNIVERSAL

Artikelnr. 5 meter	Artikelnr. 4 meter	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
6050401	6050441	4 cm	10	720
6050402	6050442	6 cm	10	480
6050403	6050443	8 cm	10	320
6050404	6050444	10 cm	10	280
6050405	6050445	12 cm	10	240
6050406	6050446	15 cm	10	200

DANAUNIVERSAL STERIL

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
6050401S	4 cm x 5 meter	10	150
6050402S	6 cm x 5 meter	10	150
6050403S	8 cm x 5 meter	10	150
6050404S	10 cm x 5 meter	10	150
6050405S	12 cm x 5 meter	10	150
6050406S	15 cm x 5 meter	10	150

Avd.förp = min.kvant/best

DANAUNIVERSAL 10 Meter

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
6050471	4 cm x 10 meter	72	432
6050472	6 cm x 10 meter	36	288
6050473	8 cm x 10 meter	36	216
6050474	10 cm x 10 meter	36	144
6050475	12 cm x 10 meter	36	144

Avd.förp = min.kvant/best