



Indikation:

För leder och kroppspartier som är svåra att lägga om. Även för leder där stor rörelseförmåga krävs. Används endast på intakt hud.

Latexfria Fixeringsbindor

MEDIPLAST® kan erbjuda Er DANALAST fixeringsbindor. Bindorna är blod- och vätskeavvisande, samt har en bra luftgenomsläpplighet.

DANALAST:

Enkelvävd

Elasticitet: 100%

Polyamid, Viskos

Längd: sträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050501	4 cm x 4 meter	20	1440
6050502	6 cm x 4 meter	20	960
6050503	8 cm x 4 meter	20	720
6050504	10 cm x 4 meter	20	600
6050505	12 cm x 4 meter	20	480

Avd.förp = min.kvant/best