



Indikation:
 Fixering av sårbandage eller fixering
 av gipsbindor. Används endast på
 intakt hud.

Latexfria Cohesivebindor

MEDIPLAST® kan erbjuda Er Cohesivebindor för fixering. DANAMULL HAFT LF finns i färgerna vit, röd och blå. Bindorna häftar mot sig själva och ej mot huden. Bindorna har en bra luftgenomsläpplighet.

DANAMULL HAFT LF - VIT

Dubbelvävd

Elasticitet: 80 - 100%

Bomull, Polyamid, Viskos

Längd: sträckt längd

BINDAN ÄR LATEXFRI

Artikelnr.	Beskrivning	Färg	Avd.frp	Trp.frp
6051116	4 cm x 4 meter	Vit	1	84
6051117	6 cm x 4 meter	Vit	1	54
6051118	8 cm x 4 meter	Vit	1	48
6051119	10 cm x 4 meter	Vit	1	36
6051120	12 cm x 4 meter	Vit	1	26

6051106	4 cm x 20 meter	Vit	1	22
6051107	6 cm x 20 meter	Vit	1	16
6051108	8 cm x 20 meter	Vit	1	12
6051109	10 cm x 20 meter	Vit	1	10
6051110	12 cm x 20 meter	Vit	1	8



Avd.förp = min.kvant/best

DANAMULL HAFT LF – BLÅ och RÖD

Dubbelvävd

Elasticitet: 80 - 100%

Bomull, Polyamid, Viskos

Längd: sträckt längd

BINDAN ÄR LATEXFRI

Artikelnr.	Beskrivning	Färg	Avd.frp	Trp.frp
6051117B	6 cm x 4 m	Blå	1	54
6051118B	8 cm x 4 m	Blå	1	48
6051119B	10 cm x 4 m	Blå	1	36
6051117R	6 cm x 4 m	Röd	1	54
6051118R	8 cm x 4 m	Röd	1	48
6051119R	10 cm x 4 m	Röd	1	36

6051107B	6 cm x 20 m	Blå	1	16
6051108B	8 cm x 20 m	Blå	1	12
6051109B	10 cm x 20 m	Blå	1	10
6051107R	6 cm x 20 m	Röd	1	16
6051108R	8 cm x 20 m	Röd	1	12
6051109R	10 cm x 20 m	Röd	1	10



Avd.förp = min.kvant/best