


MoliCare® Premium Bed Mat Textile

Flergångsunderlägg

MoliCare Premium Bed Mat Textile är ett tvättbart hygienunderlägg som används som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.



1 Absorptionskärna

Underlägget har en mycket hög absorptionsförmåga och skyddar mot återvätning.

2 Ytskikt

Det mjuka hudvänliga ytskiktet leder vätskan till absorptionskärnan.

3 Undersida

Den sträva undersidan gör att underlägget ligger kvar på sin plats

Material:

Ytskikt: Polyester
Sömmar: Polyester
Abs.skikt: Mix av polyester och viskos
Spärrskikt: Laminat av polyester och polyuretanfilm
Vingar (gäller 155 013): Mix av polyester och bomull
MoliCare Premium Bedmat Textil är fri från PVC och latex.

Tvättanvisning:

MoliCare Premium Bed Mat Textile kan tvättas upp till 250 gånger i 90°C och tål torktumling på låg temperatur, max 60°C.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-förordning 2017/745 MDR.

Fördelar:

Mjuk och behaglig

Storlek	Art.nr.	Vikt	Mått	Abs.kap. (ISO)	Förp.
MoliCare Premium Bed Mat Textile 7 droppar	155 011	390 gr	85x90 cm	2273 ml	10 st
MoliCare Premium Bed Mat Textile 7 droppar med bäddflikar (75x85x189 cm)	155 013	434 gr	75x189 cm	1945 ml	10 st