



Indikation:
Stöd och supportbandage.
Osteril version.
Används endast på intakt hud.

Latexfri Stödbinda

MEDIPLAST® kan erbjuda Er DANAUNIVERSAL som kan användas för stöd eller avlastning. Hudvänlig med hög luftgenomsläpplighet. Creppad binda som även kan användas för lättare kompression.

Elasticitet: 100%
Bomull, Polyamid, Polyurethan
Längd: sträckt längd

DANAUNIVERSAL

Artikelnr. 5 meter	Artikelnr. 4 meter	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050401	6050441	4 cm	10	720
6050402	6050442	6 cm	10	480
6050403	6050443	8 cm	10	320
6050404	6050444	10 cm	10	280
6050405	6050445	12 cm	10	240
6050406	6050446	15 cm	10	200

Avd.förp = min.kvant/best