

Blodtrycksmätare

M2-2021

(HEM-7143-E)



OMRON

En helautomatisk blodtrycksmätare med enkel 1-knappsfunktion och med traditionell manschett för armomfång 22–32 cm. Förvaringsväska, batterier och tydliga instruktioner på svenska medföljer.

OMRON M2 är ett ekonomiskt alternativ för dem som vill mäta blodtrycket enkelt och säkert, men utan massa finesser. Mätaren har en arytmi-sensor vilket innebär att om pulsen är oregelbunden avgör apparatens algoritm om mätningen är tillförlitlig eller behöver repeteras. Manschetten passar normal arm, storlek medium (22-32 cm i omkrets)

FUNKTIONER

- Intellisense teknologi för bekväm uppblåsning av manschetten.
- Indikerar vid oregelbundna hjärtslag.
- Detektering av kroppsrörelse
- Hypertoni-indikator
- Minnesfunktion för 30 mätningar.
- Manschett i stl Medium (22-32 cm)
- Kliniskt validerad.

I förpackningen: blodtrycksmätare, manschett, bruksanvisning 1+2, förvaringsväska, 4 st AA batterier.
Tillbehör: Manschetter i stl S (17-22) och L (32-42) finns att köpa.