

Dynacast®

DYNACAST® PRELUDE
ORTOPEDISK GIPSSKENA



ORTOPEDISK GIPSSKENA

Dynacast® Prelude är en syntetisk gipsskena som är färdig att använda. Ett allt-i-ett-system som erbjuder snabb och enkel applicering samt säker immobilisering. Dynacast® Prelude består av polyuretanbelagd glasfiber innesluten i ett polsterlager av polypropylen.

Dynacast® Prelude är lämpligt för immobilisering av frakturer och mjukdelsskador och idealisk att använda på akutmottagningar och ortopediska avdelningar.

Enkellager konstruktion

Genom det patenterade enkellager substratet ILP (Interlocking Performance Technology) elimineras risken för delaminering och man får en skrynkelfri applicering. Skenan har mycket bra formbarhet och båda sidorna av skenan är tillämpliga. Dynacast® Prelude finns i 7 olika storlekar. Modelleringstid 2-4min, belastningsbart efter 20min.

Material

Glasfiber.

Finns även som färdiga longuetter, både med och utan polster.

Bruksanvisning

- 1 Välj storlek och mät upp längden.
- 2 Klipp till önskad längd.
- 3 Vik in kanten på rullen som är kvar i förpackningen.
- 4 Fäst klämman (som medföljer förpackningen) runt änden. Se till att skenan inte är vikt.
- 5 Ta bort plastskyddet och dra ut polsterlagret en bit utanför glasfiberskenan så att kanterna täcks.
- 6 Tillsätt vatten med hjälp av en vattenflaska eller under en vattenkran. Varmt vatten ökar värmeutvecklingen under härdningstiden. Vrid ur överflödigt vatten ur skenan.
- 7 Rulla in skenan i en handduk så att ännu mer vatten suggs upp. Upprepa så att resterande vatten försvinner.
- 8 Lägg skenan på patienten och fäst med en stödlinda. Forma skenan i 2-4 minuter tills den har stelnat.

Behandlingstid ca 20 min.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Dynacast® Prelude

Art nr.	Storlek	Antal/ fp	Antal/ trp
Allt-i-ett-system – på rulle			
71418-02	2,5 cm x 4,6 m	1	2
71420-00	5 cm x 4,6 m	1	2
71421-00	7,5 cm x 4,6 m	1	2
71415-02	10 cm x 4,6 m	1	2
71416-00	12,5 cm x 4,6 m	1	2
71417-00	15 cm x 4,6 m	1	2
71419-00	20 cm x 2,3 m	1	2
Longuetter - med polster			
47223-00	7,5 cm x 40 cm	5	20
47224-00	10 cm x 30 cm	5	20
47225-00	10 cm x 40 cm	5	20
47226-00	10 cm x 76 cm	4	16
47235-00	12,5 cm x 76 cm	4	16
Longuetter Solo - utan polster			
72963-00	5 cm x 25 cm	10	10
72963-01	7,5 cm x 30 cm	10	10
72963-02	7,5 cm x 87 cm	10	10
72963-03	10 cm x 38 cm	10	10
72963-04	10 cm x 75 cm	10	10
72963-05	12,5 cm x 75 cm	10	10
72963-06	15 cm x 30 cm	10	10
Strap kits - kardborrband			
71415-18	Upper kit 1,6 cm x 43 cm (1) 5 cm x 50 cm (2)	10	100
71415-19	Lower kit 5 cm x 57 cm (3)	10	100