

Kompression för lymfödem

# 3M™ Coban™ 2-lagers kompressionssystem





## Egenskaper:

- Kliniskt bevisat effektivt att minska ödem
- Patienten bibehåller rörlighet och funktion under intensivbehandlingen
- Består av lindor i två lager och i flera olika längder och bredder för anpassning till fingrar, tår, händer, fötter, ben och armar osv
- Kan användas i upp till 4 dagar

## Användningsområden:

- För kompressionsbehandling av lymfödem
- Coban 2 till de undre extremiteterna ger en bekväm terapeutisk kompression för att reducera ödem på ben, fötter, höfter och bål
- Coban 2 Lite till övre extremiteter, fingrar och tår. Har ett vilotryck som är reducerat med 25 % för att göra det säkert och bekvämt att använda på armar, axlar och tår

3M Coban 2 2-lagers kompressionssystem			
Indikation	3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
 Säker och effektiv för ben, höfter och kropp	<b>Komfortlager</b>		
	20012	5 cm x 1,2 m	32
	20014	10 cm x 3,5 m	18
	20016	15 cm x 3,5 m	10
	<b>Kompressionslager</b>		
	20022	5 cm x 2,7 m	32
	20024	10 cm x 4,5 m	32
20026	15 cm x 4,5 m	15	

3M Coban 2 Lite 2-lagers Lite kompressionssystem			
Indikation	3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
 Säker och effektiv för arm, skuldror, fingrar och tår	<b>Lite komfortlager</b>		
	20713	7,5 cm x 2,7 m	18
	20714	10 cm x 2,7 cm	18
	20716	15 cm x 2,7 m	10
	<b>Lite kompressionslager</b>		
	20721	2,5 cm x 3,5 m	36
	20723	7,5 cm x 3,5 m	32
	20724	10 cm x 3,5 m	32
20726	15 cm x 3,5 m	15	