

3M™ Coban™ självhäftande lindor

Bekväm och mångsidig

Coban kohesiv linda är avsedd att användas som en elastisk linda för ge kompression*, stöd eller till att fixera förband eller medicintekniska anordningar.

Användningsområden:

- Kompression*, tryckförband, stödförband
- Huvud - finger- och tåförband
- Fixering av förband, skenor och annan medicinteknisk utrustning

Lindans material: Nonwoven polyester

Töjbarhet: 95-155%

Lindan fäster i sig själv

Kan bäras i upp till 7 dagar vid användning som en del av ett venöst bensårsbehandlingsprogram

3M™ Coban™		
3M Art nr	Storlek	Antal/fp
1581	3M™ Coban™, 2,5 cm x 4,6 m	30
1582	3M™ Coban™, 5 cm x 4,6 m	36
1583	3M™ Coban™, 7,5 cm x 4,6 m	24
1583B	3M™ Coban™ Blå, 7,5 cm x 4,6 m	24
1583R	3M™ Coban™ Röd, 7,5 cm x 4,6 m	24
1584	3M™ Coban™, 10 cm x 4,6 m	18
1586	3M™ Coban™, 15 cm x 4,6 m	12

3M™ Coban™ NL - Non-Latex		
3M Art nr	Storlek	Antal/fp
2081T	3M™ Coban™ NL, 2,5 cm x 4,6 m	72
2082	3M™ Coban™ NL, 5 cm x 4,6 m	36
2083	3M™ Coban™ NL, 7,5 cm x 4,6 m	24
2084	3M™ Coban™ NL, 10 cm x 4,6 m	18
2084S	3M™ Coban™ NL Steril, 10 cm x 4,6 m	18
2086	3M™ Coban™ NL, 15 cm x 4,6 m	12

