

# EKG papper Schiller AT-102

## 2.157.025


Wing Plast tillhandahåller papper från flera större aktörer t.ex: SONY, Mitsubishi, Schiller etc.

- Stort sortiment i lager
- Flera kända varumärken

Schiller AT-102, 210 mm används till EKG Maskiner

# EKG papper Shiller AT-102

## 2.157.025



### Material

- Papper

### Information

- Z-fold

### Vikt



- Detalj: 7,5 g
- Avdelningsförpackning: 1,4 kg
- Transportförpackning: 7,6 kg

### Förpackning

- Avdelningsförpackning: 180 blad
- Transportförpackning: 10 frp

### Avdelningsförpackning

### Transportförpackning



30-2.157.025-001-210104