

Reg. papper Schiller AT-110

2.157.023


Wing Plast tillhandahåller papper från flera större aktörer t.ex: SONY, Mitsubishi, Schiller etc.

- Stort sortiment i lager
- Flera kända varumärken

Schiller AT-110 passar till CARDIOVIT AT-10 Plus och AT-110 ECG/EKG maskiner.

Reg. papper Shiller AT-110

2.157.023



Material

- Papper

Information

- Z-fold

Vikt



- Detalj: 2 g
- Avdelningsförpackning: 360 g
- Transportförpackning: 4 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 160 blad
- Transportförpackning: 10 frp

Avdelningsförpackning

Transportförpackning



30-2.157.023-001-210104