


Elastisk vätskebarriär

Isolerar manschetten från det sterila området

- **Försluter och förhindrar ansamling av vätska under manschetten**
- **För att skydda patienten från brännskador vid förberedelse av huden**
- **Finns steril och icke-steril**
- **För engångsbruk**



<u>Beskrivning</u>	<u>Artikelnummer</u>	<u>Antal</u>
Arm	24-00-100	40 st / Fp
Ben	24-00-200	40 st / Fp
Ben extra stor	24-00-300	40 st / Fp

A part of Hettich Labinstrument