


## evercare<sup>®</sup> Kateteriseringsset, gasväv, litet, sterilt

REF: 1901-02

evercare<sup>®</sup> Kateteriseringsset, gasväv, litet, sterilt är ett kompakt sterilt kateteriseringsset som innehåller artiklar som behövs för regelbunden kateterisering.

### Egenskaper

- ▶ 1 Pincett, 127 mm
- ▶ 2 Rundtorkar, Ø 50 mm
- ▶ 4 Kompresser, 8-lags, 7,5 x 7,5 cm
- ▶ 1 X-långa nitrilhandskar (30 cm), storlek M
- ▶ 1 Bricka, 2 fack, 182x98x24 mm
- ▶ 1 Slitslakan 60 x 75 cm
- ▶ 1 OP-handduk (Omslag till bricka) 50 x 50 cm




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1901-02	Kateteriseringsset, gasväv, litet, sterilt	Ej tillämpligt	10 / 80

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Direktiv 93/42/EEC för Medicintekniska Produkter

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
1 Pincett, 127 mm	Polystyren, grön
2 Rundtorkar, Ø 50 mm	100 % gasväv, 17 trådar, elastisk ring SEBS/PP
4 Kompresser, 8-lags, 7,5 x 7,5 cm	100 % gasväv, 17 trådar
1 X-långa nitrilhandskar (30 cm), storlek M	Karboxylerad butadienakrylnitrilpolymer, nitril, inslaget i papper, blå
1 Bricka, 2 fack, 182x98x24 mm	Polystyren, vit
1 Slitslakan 60 x 75 cm	Laminat: textilmaterial/PE
1 OP-handduk (Omslag till bricka) 50 x 50 cm	Laminat: textilmaterial/PE

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 0 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, Plastic film	255 x 132
<b>Dispenserförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	280 x 180 x 200
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 390 x 430
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>1901-02</b>	06937935320269	06937935330206	06937935360265

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.