

evercare[®] Kateteriseringsset, nonwoven, litet, sterilt

REF: 1902-02

evercare[®] Kateteriseringsset, nonwoven, litet, sterilt är ett kompakt sterilt kateteriseringsset som innehåller artiklar som behövs för regelbunden kateterisering.

Egenskaper

- ▶ 1 Pincett, 127 mm
- ▶ 2 Rundtorkar, Ø 50 mm
- ▶ 4 Kompresser, 4-lags, 7,5 x 7,5 cm
- ▶ 1 X-långa nitrilhandskar (30 cm), storlek M
- ▶ 1 Bricka, 2 fack, 182x98x25 mm, vit
- ▶ 1 Slitslakan 60 x 75 cm
- ▶ 1 OP-handduk (Omslag till bricka) 50 x 50 cm




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1902-02	Kateteriseringsset, nonwoven, litet, sterilt	Ej tillämpligt	10 / 80

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Direktiv 93/42/EEC för Medicintekniska Produkter

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
1 Pincett, 127 mm	Polystyren, grön
2 Rundtorkar, Ø 50 mm	Pes/viskos nonwoven, elastisk ring SEBS/PP
4 Kompresser, 4-lags, 7,5 x 7,5 cm	Pes/viskos nonwoven
1 X-långa nitrilhandskar (30 cm), storlek M	Karboxylerad butadienakrylnitrilpolymer (nitril), blå, inslaget i papper
1 Bricka, 2 fack, 182x98x25 mm, vit	Polystyren, vit
1 Slitslakan 60 x 75 cm	Laminat: textilmaterial/PE
1 OP-handduk (Omslag till bricka) 50 x 50 cm	Laminat: textilmaterial/PE

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 0 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, Plastic film	255 x 132
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	280 x 200 x 180
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1902-02	06937935320276	06937935330213	06937935360272

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.