


evercare[®] Kateteriseringsset, gasväv, stort, sterilt

REF: 1941-02

evercare[®] Kateteriseringsset, gasväv, stort, sterilt är ett kompakt sterilt kateteriseringsset som innehåller artiklar som behövs för regelbunden kateterisering.

Egenskaper

- ▶ 1 X-långa nitrilhandskar (30 cm), storlek M
- ▶ 1 OP-handduk 60 x 75 cm
- ▶ 1 Slitslakan 60 x 75 cm
- ▶ 5 Rundtorkar, Ø 30 mm
- ▶ 5 Rundtorkar, Ø 50 mm
- ▶ 1 Liten bricka, 108 x 84 x 43 mm
- ▶ 2 Pincett, grön, 127 mm
- ▶ 3 Rundtorkar, Ø 50 mm
- ▶ 5 Gasvävskompresser, 8-lags, 7,5 x 7,5 cm
- ▶ 1 Rondskål 255 x 155 x 44 mm
- ▶ 1 OP-handduk (Omslag till bricka) 60 x 60 cm




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1941-02	Kateteriseringsset, gasväv, stort, sterilt	Ej tillämpligt	8 / 32

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Direktiv 93/42/EEC för Medicintekniska Produkter

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
1 X-långa nitrilhandskar (30 cm), storlek M	Karboxylerad butadienakrylnitrilpolymer (nitril), blå, inslaget i papper
1 OP-handduk 60 x 75 cm	Laminat: textilmaterial/PE
1 Slitslakan 60 x 75 cm	Laminat: textilmaterial/PE
5 Rundtorkar, Ø 30 mm	100 % gasväv, 17-trådig, elastisk ring SEBS/PP
1 Liten bricka, 108 x 84 x 43 mm	Polystyren, vit
2 Pincett, grön, 127 mm	Polystyren, grön
3 Rundtorkar, Ø 50 mm	100 % gasväv, 17-trådig, elastisk ring SEBS/PP
5 Gasvävskompresser, 8-lags, 7,5 x 7,5 cm	100 % gasväv, 17 trådar
1 Rondskål 255 x 155 x 44 mm	Polystyren, blå
1 OP-handduk (Omslag till bricka) 60 x 60 cm	Laminat: textilmaterial/PE

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 0 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, Plastic film	310 x 197
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	378 x 205 x 283
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 430 x 390
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1941-02	06937935320283	06937935330220	06937935360289

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.