




Chemfort är nästa generations CSTD-system. En säker, enkel och komplett produktportfölj för hantering och beredning av toxiska läkemedel.

# CHEMFORT™

Beställningsbroschyr


# Säker läkemedelshantering



## Chemfort™ Vial Adaptor

- PVC-fri

Artikelbenämning	Artikelnr	Avd.fp	Tr.fp
Chemfort™ Vial Adaptor 20 /13 mm	MG-245248	50	200
Chemfort™ Vial Adaptor 28 mm	MG-245266	20	80
Chemfort™ Vial Adaptor 32 mm	MG-245269	25	100



## Chemfort™ Bag Adaptor SP

- PVC-fri

Artikelbenämning	Artikelnr	Avd.fp	Tr.fp
Chemfort™ Bag Adaptor SP	MG-245251	40	80



## Chemfort™ Syringe Adaptor

- PVC-fri

Artikelbenämning	Artikelnr	Avd.fp	Tr.fp
Chemfort™ Syringe Adaptor	MG-245267	50	300




**NYHET**

## Chemfort™ Syringe Adaptor Lock

- PVC-fri
- Med en unik patenterad låsmekanism för luer lock sprutor, som förhindrar fränkoppling från spruta.

Artikelbenämning	Artikelnr	Avd.fp	Tr.fp
Chemfort™ Syringe Adaptor Lock	MG-245277	50	300



## Chemfort™ Bag Adaptor LL

- PVC-fri

Artikelbenämning	Artikelnr	Avd.fp	Tr.fp
Chemfort™ Bag Adaptor LL	MG-245279	50	50



## Chemfort™ Luer Lock Adaptor

- PVC-fri
- Membranet klarar upp till 10 aktiveringar

Artikelbenämning	Artikelnr	Avd.fp	Tr.fp
Chemfort™ Luer Lock Adaptor	MG-245250	100	400



## Chemfort™ IV Safety Set

- PVC-fri
- 180 cm

Artikelbenämning	Artikelnr	Avdfp	Tr.fp
Chemfort™ IV Safety Set	MG-245686	50	50

### KONVERTERINGSTABELL FRÅN TEVADAPTOR® TILL CHEMFORT™

Artikelnummer Tevador®	Tevador® Beskrivning	Chemfort™ Beskrivning	Artikelnummer Chemfort™
TEVA- MG245548	Tevador® Vial Adaptor 20/13 mm	Chemfort™ Vial Adaptor 20/13 mm	MG-245248
TEVA- MG245766	Tevador® Vial Adaptor 28 mm	Chemfort™ Vial Adaptor 28 mm	MG-245266
TEVA- MG245769	Tevador® Vial Adaptor 32 mm	Chemfort™ Vial Adaptor 32 mm	MG-245269
TEVA- MG245550	Tevador® Luer Lock Adaptor	Chemfort™ Luer Lock Adaptor	MG-245250
TEVA- MG245567	Tevador® Syringe Adaptor II	Chemfort™ Syringe Adaptor	MG-245267
		<b>Chemfort™ Syringe Adaptor Lock</b>	<b>MG-245277 NY!</b>
TEVA- MG245581	Tevador® Spike Port Adaptor	Chemfort™ Bag Adaptor SP	MG-245251
TEVA- MG245586	Tevador® Infusion Set 180 cm	Chemfort™ IV Safety Set	MG-245686
TEVA- MG245579	Tevador® Connecting Set	Chemfort™ Bag Adaptor LL	MG-245279

För mer information, skanna gärna QR-kod med mobilkamera eller besök [www.bbraun.se/chemfort](http://www.bbraun.se/chemfort)



B. Braun Medical AB | Box 110 | 182 12 Danderyd  
Tel. 08-634 34 00 | [order.sverige@bbraun.com](mailto:order.sverige@bbraun.com) | [www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)