



Produktändring gällande art.nr 70.1130.210


Produktändring gällande art.nr 70.1130.210 som utgår och ersätts av art.nr 70.3010.255 (Box) samt 70.3010.355 (SingleRefill), se tabell nedan för mer information. Vänligen notera att själva pipettspetsen kommer att vara oförändrad och passar därmed på pipetterna som vanligt. Förpackningen kommer att ändra utseende.



70.1130.210



70.3010.255 (Box)



70.3010.355 (SingleRefill)

Artikelnummer:	70.1130.210	70.3010.255	70.3010.355
Benämning:	Utgående! Pipettspets, 10 µL, Biosphere® m filter, steril	Pipettspets 10 µL, Biosphere®, Filter, Box	Pipettspets 300 µL, Biosphere®, steril, filter, SingleRefill
Längd:	31 mm	31 mm	31 mm
Renhetsgrad:	Biosphere® (Steril, fri från DNA, DNase, RNase, PCR-inhibitor, ATP- samt pyrogener)	Biosphere® (Steril, fri från DNA, DNase, RNase, PCR-inhibitorer, ATP samt pyrogener)	Biosphere® (Steril, fri från DNA, DNase, RNase, PCR-inhibitorer, ATP samt pyrogener)
Inner/Ytterfp:	480/1920	480/1920	480/1920
Produktmaterial:	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)
Gradering:	Ja	Ja	Ja
Kompatibilitet:	Passar till alla på marknaden vanligt förekommande pipetter, se https://www.sarstedt.com/en/service/compatibility-tables/pipette-tips/	Passar till alla på marknaden vanligt förekommande pipetter, se https://www.sarstedt.com/en/service/compatibility-tables/pipette-tips/	Passar till alla på marknaden vanligt förekommande pipetter, se https://www.sarstedt.com/en/service/compatibility-tables/pipette-tips/



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50

info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com