

Produktändring gällande art.nr 70.760.502

Produktändring gällande art.nr 70.760.502 som utgår inom kort och ersätts av art.nr 70.3030.100, se tabell nedan för mer information. Vänligen notera att själva pipettspetsen kommer att förbli oförändrad, däremot är det en ny förbättrad design på StackPacken.



70.760.502



70.3030.100

Artikelnummer:	70.760.502	70.3030.100
Benämning:	Utgående! Pipettspets 200 µL, PCR i Tip StackPack	Pipettspets 200 uL, PCRPT, StackPack
Längd:	51 mm	51 mm
Renhetsgrad:	PCR Performance Tested (fri från DNA, DNase, RNase samt PCR-inhibitorer)	PCR Performance Tested (fri från DNA, DNase, RNase samt PCR-inhibitorer)
Inner/Ytterfp:	1920/1920	1920/1920
Produktmaterial:	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)
Gradering:	Ja	Ja
Kompatibilitet:	Passar till alla på marknaden vanligt förekommande pipetter, se https://www.sarstedt.com/en/service/compatibility-tables/pipette-tips/	Passar till alla på marknaden vanligt förekommande pipetter, se https://www.sarstedt.com/en/service/compatibility-tables/pipette-tips/