



Reg. papper defib. grått rutnät 40453


Wing Plast tillhandahåller papper från flera större aktörer t.ex: SONY, Mitsubishi, Schiller etc.

- Stort sortiment i lager
- Flera kända varumärken

40453 kan användas med Philips Fosterövervakning/CTG:

- 43200A
- 43200M
- 43200MC
- 78173A
- 78173W
- 78619A
- 78620A
- 8670A
- 78671A
- Allmänna Defibrillatorer/bildskärmar

Reg. papper defib. grått rutnät 40453



Material

- Papper

Information

- Rulle, 50 mm rutnät



Vikt

- Detalj: 85 g
- Avdelningsförpackning: 900 g
- Transportförpackning: 8,7 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 10 rl
- Transportförpackning: 100 rl

Avdelningsförpackning Transportförpackning



30-40453-001-210104