

Epikondylitband



Artikelnummer: R200419990S

Rehband UD Tennis Elbow Strap är ett stöd som hjälper dig mot några av de vanligaste armbågsrelaterade besvären, både inom sport och till vardags. Denna stödrem är utvecklad för att ge kontrollerad kompression på underarmens senor och muskler. Den lindrar smärta samtidigt som har en avlastande effekt. Vaddering kan avlägsnas för att passa bättre. En produkt som passar utmärkt både för att förebygga skador och för att accelerera återhämtning.

Viktiga detaljer

- Säljes styckvis
- Passar bägge armar
- Perfekt för golf, tennis och liknande

Förebygger och rehabiliterar

- Tennisarmbåge och golfarmbåge
- Smärta vid tandborstning, tunga lyft, kontorsarbete, arbete över axlarna mm.
- Överansträngning/-belastning av mjukvävnad kring armbågen och underarmen
- Musarm
- Lindrar smärta

Material & Skötsel

- Cover:100% Polymide
- Film:100% TPU
- Lining:100% Polymide
- Padding: 100% Neoprene
- Tvättas i varmt vatten och lufttorkas. Rekommenderat att använda tvättpåse.
- Stäng kardborreremmar före tvätt.