



Vagipress Ögla 1412

Wing Plasts Vagipress 1412 med ögla är en vaginaldepressor i miljövänlig plast för engångsbruk. Instrumentet är välkänt inom skandinavisk sjukvård.

- Stabil konstruktion
- Greppvänlig
- Olika storlekar på öglorna
- Kan med fördel användas i kombination med Vagispec 1320 och 1322 då skåran i depressorn träs över spekulumets sidokant, varigenom båda instrumenten kan manövreras med en hand (se bild på baksidan)

Vagipress Ögla 1412



Vagipress 1412 kan med fördel kombineras med Vagispec sortimentet.



Material

- Polystyren slagfast (Opak)
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Engångs

- Efter användning hanteras engångs depressorn enligt gällande policy


Vikt

- Detalj: 9,5 g
- Transportförpackning: 12 kg
- Pall: 400 kg


Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 800 st
- Pallkvantitet: 32 000 st

Transportförpackning



Pall



30-1412-001-220505

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

