

## evercare SUPRA XP Special Operationsrockar, sterila

REF: 259151, 259161, 259171, 259181, 259191, 259201, 259211, 259221, 259231, 259241, 259251, 259261, 259271, 259281

evercare® SUPRA Operationsrock är tillverkad i mjukt SMS-material för att skydda användaren och ge hög komfort. Rocken är lämplig för ingrepp med små till medelstora mängder vätska och höga komfortkrav. SUPRA Operationsrockens material har tillverkats med en antistatisk och alkoholavstötande behandling för ökat användarskydd och hållbar design. Därför är även förpackningen tillverkad av FSC-certifierat material från förnybara källor. OP-rocken levereras med en optimerad förpackning som säkerställer att du får en fantastisk produkt i en smart dispenser som använder mindre material, vilket stödjer dina ambitioner att minska avfallet. evercare® SUPRA High Performance är förstärkt med ett material som andas i den kritiska zonen, framtill och i ärmarna, för att maximera skyddet mot kontaminering av operationssåret och för att skydda användaren vid våta ingrepp. Alla evercare® Operationsrockar ger en effektiv barriär mot kroppsvätskor, hudpartiklar och mikrober och är utformade för optimal komfort och rörelsefrihet. Det justerbara kardborrbandet i halsen ger en optimal passform samtidigt som det säkerställer justeringen. Muddar av hög kvalitet för ökad komfort och åtsittande passform runt handlederna. Rocken är steriliserad med etylenoxidgas och förpackad i lättöppnade påsar. Toppmodernt förpackningssystem med praktisk funktionell dispenser och märkning. Enhetsförpackningarna levereras med avtagbara etiketter med streckkod för förbättrad spårbarhet.

### Egenskaper

- ▶ Bra skydd med god andningsförmåga
- ▶ Superbekväm med mjukt SMS-material
- ▶ Antistat- och alkoholavvisande behandlad
- ▶ Mycket hög nötningsbeständighet
- ▶ Extra mjukt och stretchigt material i halsringningen för ökad komfort
- ▶ Förstärkning med komfortlager som andas på armar och över bröstet
- ▶ Ultraljudstätade ärmarna för ökad komfort, genom minskning av överflödigt material som orsakar obehag
- ▶ Rock med överlappande rygg och justerbart kardborrband i halsen som ger optimal passform för individuell anpassning
- ▶ Tydlig stämpel med storlek och prestandatyp
- ▶ Bälteskort med tydliga indikeringar på steril/icke-steril för säker påtagning
- ▶ Bokvikning möjliggör upppackning och påtagning utan risk för kontaminering
- ▶ SMS-material med lågt fibersläpp
- ▶ Bekväm design ger rörelsefrihet
- ▶ HP-produktvarianten är lämplig för åtgärder med medelstora till stora mängder vätskor




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
259151	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. M-kort, steril	18 / 36
259161	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. M, steril	16 / 32
259171	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. L, steril	16 / 32
259181	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. XL-kort, steril	16 / 32
259191	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. XL, steril	14 / 28
259201	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. XXL, steril	14 / 28
259211	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	Stl. XXL-lång, steril	10 / 20
259221	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	storlek M-kort,2 handdukar,steril	18 / 36
259231	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. M,2 handdukar,steril	16 / 32
259241	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. L,2 handdukar,steril	16 / 32
259251	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	storlek XL-kort,2 handdukar,steril	16 / 32
259261	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. XL,2 handdukar,steril	14 / 28
259271	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	stl. XXL,2 handdukar,steril	14 / 28
259281	evercare® Supra Operationsrock High Performance, steril, Blå	storlek XXL-lång,2 handdukar,steril	10 / 20

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvuddel, ärm, bälte	PP-SMS nonwoven, blå
Förstärkning för ärm och framsida	PP, nonwoven/PE-film med andningsförmåga, vit
Mudd	PES, ribbstickad väv
Halsband	PP Spunbond. nonwoven, vit
Kardborrband	PA, vävt band med kardborrband
Bälteskort	Cellulosamassa (ECF), vit
Draperingskräpp	Pappersmassa (ECF), vit
Sytråd	PES, vit
Handduk	Skumförstärkt väv, vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme under 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

<b>Förpackning</b>	<b>Material</b>	<b>Storlek ( L x V x H ) mm</b>
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PA film	360 x 245 x 30
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	381 x 279 x 320
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	574 x 391 x 330
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
259151	06438129125207	06438129325201	06438129525205
259161	06438129125214	06438129325218	06438129525212
259171	06438129125221	06438129325225	06438129525229
259181	06438129125238	06438129325232	06438129525236
259191	06438129125245	06438129325249	06438129525243
259201	06438129125252	06438129325256	06438129525250
259211	06438129125269	06438129325263	06438129525267
259221	06438129125276	06438129325270	06438129525274
259231	06438129125283	06438129325287	06438129525281
259241	06438129125290	06438129325294	06438129525298
259251	06438129125306	06438129325300	06438129525304
259261	06438129125313	06438129325317	06438129525311
259271	06438129125320	06438129325324	06438129525328
259281	06438129125337	06438129325331	06438129525335

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.