

Personvåg LEP-185

Personvåg med kroppsanalys. Maxkapacitet är 180 kg x 0,1 kg. 12 minnen för personlig data. Klar och tydlig LCD display. Lätt att avläsa. Batteri ingår.



- ✓ Personlig våg med kroppsanalys.
- ✓ Kapacitet 180 x 0,1 kg.
- ✓ Analyserar vikt, kropps fett, vattenmängd, muskelmassa, benmassa & uppskattat kaloribehov.
- ✓ Vågplatta i 6 mm tempererat glas.
- ✓ 12 minnen för personlig data.
- ✓ Klar och lätt att läsa av på LCD display.
- ✓ Indikering för överlast och lågt batteri.
- ✓ Batteri ingår, (2XAAA).