

Produktfaktablad TENA Våtservetter (plastfria)



Rengör (sköljfritt)

För frekvent rengöring och återfuktning istället för tvål och vatten som torkar ut huden.

Dessa mjuka och tjocka 3-i-1-våtservetter är förfuktade för att rengöra, återställa och skydda i ett enkelt steg. Våtservetterna är gjorda helt av viskos som är ett naturligt material.

- Används primärt för frekvent underlivshygien vid byte av inkontinensskydd på inkontinenta vårdtagare, men kan också användas för helkroppsrengöring.
- XL-storlek (30cm x 20cm) - en enda våtservett kan rengöra en stor hudyta innan den behöver kastas.
- Gjorda av mjuka material för att de ska kännas sköna mot huden.
- Enhandshantering och "clean-touch"-system gör att du undviker att röra vid nästa våtservett i förpackningen. Därmed minimerar du risken för korskontaminering.
- Hjälper till att bevara hudens naturliga pH-värde.
- Dermatologiskt testade och mildt parfymerade.

Produktnamn	Essity art.nr	Format	Antal/fpn	Antal per kartong
TENA Våtservetter	9766	Mjuk förpackning med hårt lock	48 st	12



Ingredienser (INCI-namn)	Funktion
Aqua	Lösningsmedel
Phenoxyethanol	Konserveringsmedel
DimethiconeSkin	Konditionering
Octyldodecanol	Mjukgörare
Sodium Benzoate	Konserveringsmedel
Ethylhexyl Palmitate	Mjukgörare
Polysorbate 20	Emulgeringsmedel
Emulgeringsmedel	Ceteareth-25
Cetyl Palmiate	Mjukgörare/konditionerare/rengörare
Glyceryl Stearate	Mjukgörare
Polyquaternium-7	Mjukgörare/konditionerare/rengörare
Parfum	Parfym
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride	Mjukgörare/konditionerare/rengörare
Glycerin	Återfuktare
Tetrasodium EDTA	Kelatbildare
Fumaric Acid	Buffertlösning
Sodium Hydroxide	Buffertlösning
Tocopheryl Acetate	Antioxidant
Aloe Barbadensis Leaf Juice	Mjukgörare/konditionerare/rengörare
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract	Mjukgörare/konditionerare/rengörare
Citric Acid	Buffertlösning

Säkerhet

Produkten uppfyller säkerhetskriterier enligt Europalagstiftning nummer 1223/2009 från den 30 november 2009 om kosmetikaprodukter. Så som föreskrivs i artikel 18 är produkten inte testad på djur. Tillverkningen följer internationell standard enligt ISO22716:2007 vad avser produktdokumentation och god tillverkningssed, GMP. Produkten är testad under dermatologisk kontroll.

Första hjälpen

Om ögon- eller hudkontakt orsakar obehag, skölj med ljummet vatten i flera minuter. Om ögon- eller hudirritation kvarstår, kontakta läkare. Vid ev. förtäring, framkalla inte kräkning. Skölj munnen och drick ett glas vatten. Vid behov, kontakta läkare.

Fysikaliska egenskaper

Servetten är framställd av viskos Den är fuktad och mildt parfymrad. Storlek: 30cmx20cm

Förvaring och användningsperiod

Bäst före-datum:

30 månader (se bäst före-datum på förpackningen).

Rekommenderad förvaring av TENA Våtserverter:

Förvara över 0°C, men inte över rumstemperatur (25°C). Skyddas från direkt solljus, extrema temperaturskillnader och hetta. Exponering för höga temperaturer påskyndar åldrandet av produkten och hållbarheten kan då inte garanteras.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige