

Forstärkt gelfiber-förband för optimal absorption

Biatain® Fiber med HexaLock®-teknologi är ett mjukt, sterilt gelfiberförband bestående av 100 % cellulosa-fibrer (CMC), värme- och ultraljudsbehandlade med BiCo-fibrer för extra styrka för optimal absorption och retention.

- Absorberar effektivt exsudat och bakterier och låser in dem
- Formar sig försiktigt efter sårbedden och minimerar risken för ansamling av exsudat i hålrum
- HexaLock-teknologin säkerställer enkel borttagning i ett stycke utan att lämna några förbandsrester

Biatain Fiber med HexaLock-teknologi främjar sår-läkningsprocessen genom att stödja autolytisk debridering och upprensning av fibrin.

Biatain® Fiber




Biatain[®] Fiber med HexaLock[®] Technology


Den unika HexaLock-teknologin integrerar gelfibrerna i en extra förstärkt hexagonal struktur, så att exsudatet låses in och minskar ansamlingen av exsudat för optimala sårhelingsförhållanden.



BiCo-fiber är blandat med CMC-gelfibrer för **extra styrka**.



Fibrena **hålls samman** med hjälp av värmebehandling.



Biatain Fiber är **extra försäkrat** - utan att använda trådar - i en unik hexagonal struktur, som är **ultraljudsbehandlad**.



Biatain Fiber används för behandling av kraftigt vätskande sår, inklusive kavitetssår och underminerade sår.

Biatain Fiber



Art.nt	Storlek	Antal i fp
335010	5 x 5 cm	10 / 600
335030	10 x 10 cm	10 / 440
335060	15 x 15 cm	10 / 220
335080	2,5 x 46 cm	10 / 70



Läs mer om Biatain Fiber

Scanna QR-koden eller gå till www.biatainfiber.dk

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Danmark A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk. WC0105

www.coloplast.se Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2018-10. Alla rättigheter förbehålls Coloplast A/S

ONEMED

Coloplast sårhelingsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av OneMed Sverige AB www.onemed.com