



Avrivbar klubbmatta

Avrivbar klubbmatta

De avrivbara klubbmattorna reducerar på ett effektivt sätt smuts, damm och andra partiklar från skor och vagnar.

Varje matta har nummerade hörn, vilket gör det väldigt lätt att se hur många lager som finns kvar. Mattorna har en anti-bakteriell tillsats för att begränsa tillväxten av bakterie, mögel och svamp på mattans yta.

De är enkla att använda och fästs direkt på golvet alternativt fästs på en ram/platta, som kan köpas som tillbehör.

Mattorna är lämpliga att använda i slussar och utanför de rena zonerna, i kontrollerade miljöer, på laboratorium samt i steril verksamhet.

Mattorna finns i olika storlekar och i färgerna: Vit, blå eller grå

Artikelnr		Enhet	Pris
025-10301	114x46 cm Vit	30 lager/matta x 4/kart	
025-10302	114x46 cm Vit	30 lager/matta x 8/kart	
025-10302B	114x46 cm Blå	30 lager/matta x 8/kart	
025-10302G	114x46 cm Grå	30 lager/matta x 8/kart	
025-10302-HT	114x46 cm Vit High-tack	30 lager/matta x 8/kart	
025-10303	114x46 cm Vit	60 lager/matta x 4/kart	
025-10402	114x66 cm Vit	30 lager/matta x 8/kart	
025-10402G	114x66 cm Grå	30 lager/matta x 8/kart	
025-10403	114x66 cm Vit	60 lager/matta x 4/kart	
025-10601	114x91 cm Vit	30 lager/matta x 4/kart	
025-10601G	114x91 cm Grå	30 lager/matta x 4/kart	
048-42010	114x45 cm Vit	30 lager/matta x 4/kart	
048-42015	114x66 cm Vit	30 lager/matta x 4/kart	
048-42020	114x91 cm Vit	30 lager/matta x 4/kart	