

OMRON Flex Temp Smart

OMRON



Omron Flex Temp Smart är en febertermometer med extra mjuk och böjlig spets för bättre komfort. Flex Temp Smart kan användas både rektalt och oralt. Mättid rektalt endast 10 sekunder och 20 sekunder vid oral mätning.

- 10 sekunders mättid (rektalt), 20 sekunder oralt
- Flexibel topp
- Vattentät
- Pip-signal aviserar efter 10 sekunder
- Minne
- Automatisk avstängning, sparar batterier
- Mäter i Celsius och Fahrenheit