

Artikelnummer 70005

Cellstoff, 1-lags, 20x15cm, vit, tissue, 5 kg, engångs

✓ Snabb absorption



Produktbeskrivning

Cellstoff, i nyfiber eller returfiber. Lämplig för avtorkning och absorption av vätskor då arken absorberar vätskan snabbt.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Cellstoff
Färg	Vit
Egenskaper	5 kg
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Tissue
Ingredienser/sammansättning	100 % nyfiber, TCF blekt
Längd/djup	20 cm
Bredd	15 cm
Tjocklek	21 g/m ²
Antal lager	1-lags
Märkningar	CE, Svanenmärket
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas bland hushållsavfall. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	1 st	0 cm	0 cm	0 cm	
st	5 kg				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.