



Fuktpapper Sterisheet® Tray Liner

70 g cellulosa

Sterimed Ref.nr.	Storlek	Färg	Förpackning st/ytterfp
095716Y	200x300 mm	Vit	1000
095722A	250x170 mm	Vit	2000
0957325	250x300 mm	Vit	1000
0957334	300x400 mm	Vit	500
0957335	300x500 mm	Vit	500
0957336	300x600 mm	Vit	500
095713X	305x410 mm	Vit	500
0957345	400x500 mm	Vit	500
095771X	457x550 mm	Vit	500

Avsedd användning

För att förhindra och minimera risken för våta förpackningar, rekommenderar Sterimed att du placerar fuktpapper i botten av galler och korgar. Tray Liners kan också användas för att skydda omslagsmaterial från revor och punkteringar. I det här fallet ska fuktpapper placeras mellan galler och omslagsmaterial.

Material

100 % cellulosa

Funktion

Lämplig för sterilisering i ånga och EO.

Absorptionskapacitet med vatten är 250 %

Kvalitetskrav

- Tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2020
- Sterimed är EN ISO 13485:2016 certifierad
- Sterisheet® följer krav för Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC
Pappersmassa 100% klorinfritt. FSC eller PEFC ursprung.

Förvaring

Rekommenderad förvaring, i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C.

Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvaras på golvet.

Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30- 60%.

Hållbarhetstid:

Förutsatt att ovanstående lagringsvillkor är uppfyllda, är hållbarhetstiden 5 år från tillverkningsdatum.



Tillverkare:

STERIMED SRO

Evropska 866

664 42 Modrice

Tjeckien

2023-07-04