




Artikelnummer 1999911814

ABENA®

**ABENA Fix Pants, Super, S, vit, med ben,  
gul färgkod**



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



## Produktspecifikationer

Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Fix Pants
Modell	Super
Storlek	S
Färg	Vit
Egenskaper	Med ben
Egenskaper	Gul färgkod
Ingredienser/sammansättning	97 % polyester, 3 % elastan
Längd/djup	210 mm
Bredd	240 mm
Midjemått	65-100 cm
Låromkrets	40-60 cm
Höftmått	75-105 cm
Vikt, netto	20 g
Kön	Unisex
Produktionsmetoder	Sömlös stickningsteknik
Märkningar	CE, MD, OEKO-TEX
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

## Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	60 st	37 cm	24.5 cm	19.4 cm	5703538474699
fp	3 st	24.5 cm	17 cm	4 cm	5703538474682
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.



Blek inte produkten.



Produkten kan torkas i torktumlare på låg värme.



Stryk inte produkten.



Kemtvätta inte produkten.



Produkten kan tvättas upp till 100 gånger.

