




Artikelnummer 1999911820

ABENA®

ABENA Fix Pants, Super, 4XL, vit, med ben, gul färgkod



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Produktspecifikationer

Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Fix Pants
Modell	Super
Storlek	4XL
Färg	Vit
Egenskaper	Med ben
Egenskaper	Gul färgkod
Ingredienser/sammansättning	97 % polyester, 3 % elastan
Längd/djup	350 mm
Bredd	380 mm
Midjemått	120-165 cm
Låromkrets	80-100 cm
Höftmått	130-175 cm
Vikt, netto	40 g
Kön	Unisex
Produktionsmetoder	Sömlös stickningsteknik
Märkningar	CE, MD, OEKO-TEX
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	60 st	40.3 cm	35.2 cm	17.4 cm	5703538474811
fp	3 st	24.5 cm	17 cm	4 cm	5703538474804
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textilier", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.



Blek inte produkten.



Produkten kan torkas i torktumlare på låg värme.



Stryk inte produkten.



Kemtvätta inte produkten.



Produkten kan tvättas upp till 100 gånger.

