

Saniline C Normal
Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel • Engångsprodukter

Art nr: 7471

Saniline Normal är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.



| | |
|--------------------------------------|---|
| Varumärke | Saniline |
| Benämning | Saniline C normal |
| Art nr | 7471 |
| Antal produkter/förpackning | 14 st |
| Antal produkter/transportförpackning | 168 st |
| Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml | 83 ml |
| Material | |
| Absorptionsmaterial | Termobunden massa, superabsorbenter |
| Kolfilter | Aktivt medicinskt kol, polyester / polyolefin |
| Ytskikt | Non-woven av polypropylen |
| Spärrskikt | Polyeten |
| Mått | B8,5 x L22,5 cm |
| Kasseras | Brännbart, släng <u>ej</u> i toaletten. |
| Förvaring | Rumstemperatur |
| Övrig information | Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. |



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Engångsprodukt



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 7471

Användaranvisning

- Produkten fästs i en underbyxa eller en i fixeringsbyxa med hjälp av en klisterremsa. Avlägsna försiktigt skyddsremsan och applicera skyddet enligt illustrationen.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion. Placeras ej i direkt solljus inte heller i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda