

Hpm™ protesköpp anpassad för att på ett säkert sätt kunna förvara tandproteser när de inte används.

- Rymmer 270 ml
- Bägaren är tillverkad i polypropen (PP) och locket i PET.
- Stabil och stadig konstruktion
- Locket är lätt att ta bort och sätta på.
- Bägaren och locket finns i vit färg.
- Enkel och stilren design, lätt att göra noteringar på lock och burk.
- Hpm™ protesköpp tillverkas i Sverige

För mer information kontakta försäljningsansvarig
Disposable products
Håkan Johansson. hakan.johansson@hpm.se



For better care!

Hpm™