



Artikelnummer 1999911726

ABENA®

Fixeringsbyxor, ABENA Fix Net, XXL, vit, orange färgkod


- ✓ Fixationsbyxor i tunna mesh
- ✓ Brett sortiment (S-XXL)
- ✓ Horisontella stabiliserande zoner säkerställer optimal fixering
- ✓ Färgkod midjeband för enkel produktidentifiering
- ✓ Flergångsbruk: kan tvättas 25 gånger



STANDARD 100

Produktbeskrivning

ABENA Fix Net är en unisexfixeringsbyxa med mindre maskor för flergångsbruk. Nätsticktekniken som används bygger på varpstickning, där garnet stickas i sicksack längs med hela tygets längdriktning. ABENA Fix Net har horisontella stabiliserande zoner, som är idealiska för att hålla större skydd på plats. Trots den lätta konstruktionen är nätprodukterna hållbara. ABENA Fix Net har enkel produktigenkänning tack vare färgkoden på förpackningen och på insidan av linningen. I förpackningen finns det också information om produktnamn, storlek, tvättråd och materialsammansättning. Tillverkad i 87 % polyester och 13 % elastan.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Fixeringsbyxor
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Fix Net
Storlek	XXL
Färg	Vit
Egenskaper	Orange färgkod
Ingredienser/sammansättning	87 % polyester, 13 % elastan
Längd/djup	280 mm
Bredd	100 mm
Midjemått	100-150 cm
Låromkrets	70-80 cm
Höftmått	110-160 cm
Vikt, netto	13 g
Kön	Unisex
Produktionsmetoder	Raschel (Mesh byxor)
Märkningar	CE, MD, OEKO-TEX
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

ABENA Fix Net är en del av den tvådelade inkontinenslösningen, för fixering av ett inkontinensskydd. Fixeringsbyxor är bredare i grenen och mer elastiska än vanliga underkläder. Tack vare hög komfort och säkerhet underlättar de i vardagen.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	300 st	58.4 cm	39.3 cm	34.6 cm	5703538474590
fp	5 st	26.3 cm	20.8 cm	6 cm	5703538474583
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.



Tål ej blekning.



Tål torktumling på låg värme.



Tål ej strykning.



Kemtvätta inte produkten.



Produkten kan tvättas upp till 25 gånger.

