

# Transferenhet för V-Monovette®



- För urinuppsamling för små volymer från öppen behållare
- Rörlängd på 10cm
- Med vingar på rörhållaren som möjliggör enhandshantering
- Kompatibel med Sarstedt:s alla V-Monovette®-rör

Artikelnr.	Beskrivning	Förpackningsstorlek (innerfrp/ytterfrp.)
11.1240.100	Transferenhet för urin	50/500



**SARSTEDT**

Sarstedt AB  
Bergaliden 11  
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50  
Fax 042-19 84 59  
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com